

# Guía de Disponibilidad de Lentes de Stock Vision Ease 2025

Servicio al Cliente: 833-317-0140

Correo Electrónico: [orders@vionease.com](mailto:orders@vionease.com)

PLÁSTICO TRANSPARENTE 1.50						
Material	Producto	Diámetro	Rango de Potencia	Colores	Bases	Cilindros/Adiciones
<b>LENTE MONOFOCAL ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE FSV Sin Revestir	70mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV con Hardcoat	70mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV con AR (Revestimiento Antirreflejante)	70mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
<b>LENTE MONOFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE SFSV con Hardcoat	70mm			Gafas con lentes planos, 2.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 10.25	
	VISION EASE SFSV con Hardcoat	75mm			1.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 10.25	
	VISION EASE SFSV Sin Revestir	65mm			Gafas con lentes planos, 2.25, 4.25, 5.25, 6.25, 8.25, 10.25	
	VISION EASE SFSV Sin Revestir	70mm			Gafas con lentes planos, 2.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 10.25	
	VISION EASE SFSV Sin Revestir Extra Grueso	70mm			Gafas con lentes planos, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25, 10.25	
	VISION EASE SFSV Sin Revestir	75mm			1.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 10.25	
	VISION EASE SFSV Sin Revestir	80mm			2.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25	
<b>LENTE BIFOCAL Y TRIFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE D28 con Hardcoat	70mm			0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25, 10.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE D35 con Hardcoat	70mm			0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25, 10.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE RD24 con Hardcoat	70mm			4.25, 6.25, 8.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE 7x28 con Hardcoat	70mm			2.25, 4.25, 6.25, 7.25, 8.25	+1.50 to +3.00
	VISION EASE D25 Sin Revestir	70mm			0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25, 10.25	+0.75 to +3.50
	VISION EASE D28 Sin Revestir	70mm			0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 7.25, 8.25, 10.25	+0.75 to +4.00
	VISION EASE D28 Sin Revestir	75mm			4.25, 6.25, 8.25	+0.50 to +4.00
	VISION EASE D28 Sin Revestir	80mm			4.25, 6.25, 8.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE D35 Sin Revestir	70mm			2.25, 4.25, 6.25, 8.25, 10.25	+0.75 to +4.00
	VISION EASE D35 Sin Revestir	75mm			4.25, 6.25, 8.25	+1.00 to +4.00
	VISION EASE RD24 Sin Revestir	70mm			0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25, 10.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE 7x28 Sin Revestir	70mm			2.25, 4.25, 6.25, 7.25, 8.25	+1.50 to +3.00
	VISION EASE 7x28 Sin Revestir	75mm			4.25, 6.25, 8.25	+1.50 to +3.00
	VISION EASE 8x35 Sin Revestir	70mm			4.25, 6.25, 8.25	+1.50 to +3.00
VISION EASE 8x35 Sin Revestir	75mm			4.25, 6.25, 8.25	+1.50 to +3.00	

**ÍNDICE ALTO TRANSPARENTE 1.67**

Material	Producto	Diámetro	Rango de Potencia	Colores	Bases	Cilindros/Adiciones
<b>LENTES MONOFOCAL ACABADOS</b>						
Índice Alto 1.67	VISION EASE Asférico FSV SHAR	65mm, 70mm, 75mm	+6.00 to -12.00			hasta un cilindro de -2.00
<b>LENTES MONOFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Índice Alto 1.67	VISION EASE Asférico SFSV con Hardcoat	70mm, 75mm			0.75, 2.00, 3.25, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00	
	VISION EASE SFSV (Revestido/Sin Revestir, MR7/MR10)	70mm, 75mm			0.75, 2.00, 3.50, 4.75, 6.00, 7.50, 9.00	

**POLICARBONATO TRANSPARENTE**

Material	Producto	Diámetro	Rango de Potencia	Colores	Bases	Cilindros/Adiciones
<b>LENTES MONOFOCAL ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE FSV Advanta con Hardcoat	65mm, 75mm	+4.00 to -8.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV con Hardcoat	65mm, 73mm	+4.00 to -8.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV con Hardcoat (Cilindro Alto)	65mm, 73mm	+4.00 to -8.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE Asférico FSV con Hardcoat Tinteable	65mm	+4.00 to +0.25			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV con Hardcoat Tinteable	75mm	Gafas con lentes planos to -8.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV Safety Continua con Hardcoat	70mm, 75mm	+4.00 to -8.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE FSV VELA con AR (Revestimiento Antirreflejante)	65mm, 73mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -4.00
	VISION EASE FSV VELA con AR (Cilindro Alto)	Esférico 65mm plus, 73mm minus	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -4.00
	VISION EASE FSV VELA con Super-Hidro AR (Revestimiento Antirreflejante)	Esférico 65mm plus, 73mm minus	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -4.00
	VISION EASE FSV VELA con Super-Hidro AR (Cilindro Alto)	Esférico 65mm plus, 73mm minus	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -4.00
	VISION EASE Asférico FSV con Hardcoat Tegra	65mm, 75mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
VISION EASE Asférico FSV Premium SHAR	Asférico 64mm plus, 75mm minus	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00	
<b>LENTES MONOFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE SFSV con Hardcoat	71mm, 75mm, 80mm			0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50, 9.75	
	VISION EASE SFSV con Tegra	75mm			0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50, 9.75	
	VISION EASE Asférico SFSV con Tegra	75mm			0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50	
	VISION EASE SFSV con Hardcoat Desprendible	75mm			0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50, 9.75	
<b>LENTES PROGRESIVOS SEMI-ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE SF Novel Progresivo Descentrado	80mm			1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+0.75 to +4.00
<b>LENTES BIFOCAL Y TRIFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE D28 Bifocal	75mm	+6.00 to -11.00		2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.00 to +3.00
	VISION EASE Tegra D28 Bifocal	75mm	+6.00 to -9.00		2.50, 3.25, 4.25, 5.50, 6.50	+1.00 to +3.00
	VISION EASE D35 Bifocal	75mm	+6.00 to -9.00		2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.00 to +3.00
	VISION EASE 7x28 Trifocal	75mm	+6.00 to -9.00		2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.50 to +4.00
	VISION EASE 8x35 Trifocal	75mm	+6.00 to -9.00		2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.50 to +3.00

PROTECCIÓN CONTRA LUZ AZUL						
Material	Producto	Diámetro	Rango de Potencia	Colores	Bases	Cilindros/Adiciones
<b>LENTES MONOFOCAL ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE Clear Blue Filter FSV con Hardcoat	70mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE Clear Blue Filter FSV con AR (Revestimiento Antirreflejante)	70mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
Polycarbonato	HOYA Aspheric FSV Clear Blue Filter with Recharge	63mm, 73mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
Policarbonato	VISION EASE Clear Blue Filter Asférico FSV con Super-Hidro Vivid AR (Revestimiento Antirreflejante)	Asférico 65mm, 75mm	+4.00 to -6.00			hasta un cilindro de -2.00
	Filtro Clear Blue VISION EASE FSV Esférico con Recubrimiento Duro	Esférico 65mm, 75mm	+4.00 to -8.00			hasta un cilindro de -2.00
Índice Alto 1.67	Filtro Clear Blue VISION EASE Asférico FSV Super-Hidro Vivid AR	Asférico 65mm, 70mm, 75mm	+6.00 to -12.00			hasta un cilindro de -2.00
<b>LENTES MONOFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	Filtro Clear Blue VISION EASE SFSV con Recubrimiento Duro	75mm			0.50, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 9.25	
	Filtro Clear Blue VISION EASE SFSV sin Recubrimiento	75mm			0.50, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 9.25	
Policarbonato	Filtro Clear Blue VISION EASE SFSV con Recubrimiento Duro	75mm			0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50, 9.75	
Índice Alto 1.67	Filtro Clear Blue VISION EASE SFSV con Recubrimiento Duro	65mm, 70mm, 75mm			0.50, 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00	
<b>LENTES BIFOCAL Y TRIFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	Filtro Clear Blue VISION EASE D28 sin Recubrimiento	70mm			0.50, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00	+1.50 to +3.50
	Filtro Clear Blue VISION EASE D35 sin Recubrimiento	70mm			2.00, 4.00, 6.00, 8.00	+1.00 to +3.50
	Filtro Clear Blue VISION EASE 7x28 sin Recubrimiento	70mm			4.00, 6.00, 8.00	+1.50 to +3.50
	Filtro Clear Blue VISION EASE 8x35 sin Recubrimiento	70mm			2.00, 4.00, 6.00, 8.00	+1.50 to +3.00
Policarbonato	Filtro Clear Blue VISION EASE D28 con Recubrimiento Duro	75mm			0.50, 2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+0.75 to +4.00
	Filtro Clear Blue VISION EASE D35 con Recubrimiento Duro	75mm			2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.00 to +3.00
	Filtro Clear Blue VISION EASE 7x28 con Recubrimiento Duro	75mm			2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.50 to +4.00
Índice Alto 1.67	Filtro Clear Blue VISION EASE D28 sin Recubrimiento	75mm			1.00, 3.00, 5.00, 7.00	+1.00 to +3.50

1 Doble Recubrimiento Duro (AR aplicado directamente/strip)    2 Recubrimiento Duro Simple (opcional sobre baño)    \*Rango de potencia marrón = +2.00 a -4.00

POLARIZADO						
Material	Producto	Diámetro	Rango de Potencia	Colores	Bases	Cilindros/Adiciones
<b>LENTES MONOFOCAL ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE Polarizado Plano FSV con Recubrimiento	70mm	Gafas con lentes planos	Gris 3, Marrón 3		hasta un cilindro de -2.00
Policarbonato	VISION EASE Polarizado Plano FSV	75mm	Plano; Base 6.00, 8.00	Gris, Marrón		hasta un cilindro de -2.00
<b>LENTES MONOFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE Polarizado Plano SFSV sin Recubrimiento	76mm		Gris 3, Marrón 3	6.25	
	VISION EASE Polarizado SFSV con Recubrimiento y sin Recubrimiento	77mm		Gris 3, Marrón 3	2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25	
Phoenix	HOYA Polarizado SFSV con Recubrimiento	74mm		Gris, Marrón	2.25, 4.25, 6.25, 8.25	
Policarbonato	COPPERTONE SFSV	75mm		Gris, Marrón, Verde	0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50	
	COPPERTONE SFSV	80mm		Gris, Marrón, Verde	4.00, 6.25, 8.50	
	COPPERTONE Plano SFSV	75mm		Gris, Marrón, Verde	6.00, 8.00	
	VISION EASE Polarizado SFSV	75mm		Gris 3, Marrón 3, Verde Clásico*, Azul**	0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50	
	VISION EASE Polarizado SFSV	80mm		Gris 3	4.00, 6.25, 8.50	
	VISION EASE Polarizado con Recubrimiento Espejado SFSV	75mm		Plata, Oro, Azul (base Polar Gray)	2.00, 4.00, 6.25, 7.50	
	VISION EASE Polarizado Plano SFSV	75mm		Gris 3, Marrón 3	6.00, 8.00	
VISION EASE Polarizado con Tintes SFSV	75mm		Gris 2	2.00, 4.00, 6.25, 8.50		
<b>LENTES PROGRESIVOS SEMI-ACABADOS</b>						
Policarbonato	COPPERTONE Novel Progresivo Descentrado con Recubrimiento Duro	80mm, 85mm		Gris, Marrón, Verde	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 to +3.00
	COPPERTONE Novel Progresivo Descentrado con Recubrimiento Duro	75mm	Plano	Gris, Marrón		
	VISION EASE Polarizado Novel Progresivo Descentrado con Recubrimiento Duro	80mm, 85mm		Gris 3, Marrón 3	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 to +3.00
<b>LENTES BIFOCAL Y TRIFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	VISION EASE Polarizado D28 Bifocal con Recubrimiento y sin Recubrimiento	77mm		Gris 3, Marrón 3	2.25, 4.25, 6.25, 8.25	+1.00 to +3.00
Policarbonato	COPPERTONE D28 Bifocal	75mm		Gris, Marrón, Verde	2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.00 to +3.00
	COPPERTONE 7x28 Trifocal	75mm		Gris, Marrón	4.00, 6.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE Polarizado D28 Bifocal	75mm		Gris 3, Marrón 3, Verde Clásico	2.00, 4.00, 6.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE Polarizado 7x28 Trifocal	75mm		Gris 3, Marrón 3, Verde Clásico***	2.00, 4.00, 6.25	+1.50 to +3.00

\*No Base 8.50, \*\*Base 4.00, 6.25, 8.50, \*\*\*adición de +1.25 a +3.00, No Base 2.00

FOTOCROMÁTICO						
Material	Producto	Diámetro	Rango de Potencia	Colores	Bases	Cilindros/Adiciones
<b>LENTES MONOFOCAL ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE Fotocromático Asférico FSV	65mm, 75mm	+2.00 to -6.00*	Gris, Marrón		hasta un cilindro de -2.00
	VISION EASE Fotocromático Asférico FSV SHAR	65mm, 75mm	+2.00 to -6.00*	Gris, Marrón		hasta un cilindro de -2.00
<b>LENTES MONOFOCAL SEMI-ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE Fotocromático SFSV	75mm		Gris, Marrón	0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50	
<b>LENTES PROGRESIVOS SEMI-ACABADOS</b>						
Policarbonato	VISION EASE Fotocromático Progresivo Descentrado Novel	80mm		Gris	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 to +3.00
<b>LENTES BIFOCALES Y TRIFOCALES SEMI-ACABADOS</b>						
Plástico 1.50	LENSCHOICE Fotocromático D28 con Recubrimiento Duro	75mm		Gris, Marrón	2.00, 4.00, 6.00, 8.00	+1.00 to +3.00
	LENSCHOICE Fotocromático D35 con Recubrimiento Duro/Sin Recubrimiento	75mm		Gris, Marrón	2.25, 4.25, 6.25, 8.25	+1.00 to +3.50
	LENSCHOICE Fotocromático Trifocal 7x28 con Recubrimiento	70mm, 75mm		Gris, Marrón	2.25, 4.25, 6.25, 8.25	+1.50 to +3.00
	LENSCHOICE Fotocromático Trifocal 8x35 con Recubrimiento	75mm		Gris, Marrón	4.25, 6.25, 8.25	+1.50 to +3.00
Policarbonato	VISION EASE Fotocromático D28 Bifocal	75mm		Gris, Marrón	0.50, 2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.00 to +3.00
	VISION EASE Fotocromático D35 Bifocal	75mm		Gris, Marrón	2.00, 4.00, 6.25	+1.00 to +3.00
	VISION EASE Fotocromático 7x28 Trifocal	75mm		Gris, Marrón	2.00, 4.00, 6.25	+1.50 to +3.00